



CODE & EMBALLAGE

136 003 - Carton de 2 x 5 L

CARACTÉRISTIQUES

Aspect : Liquide visqueux limpide incolore à jaune pâle

pH : 6 ±1

Densité : 1,010 ±0,02 g/m³

Parfum : Aucun

Matières actives : CHLORURE DE DIDECYLDIMETHYLLAMMONIUM (N° CAS : 7173-51-5) à 3,38 g/kg. BENZALKONIUM CHLORIDE [ADBAC/BKC (C12-C16)] (N° CAS : 68424-85-1) à 7,50 g/kg.



LOTION MAINS DÉSINFECTANTE

NETTOYANT LIQUIDE POUR LES MAINS

Crème liquide BACTÉRICIDE, LEVURICIDE et VIRUCIDE* pour le lavage des mains (*virucide sur virus enveloppés). Formule sans parfum et sans colorant.

MODE D'EMPLOI

Pour un lavage et une désinfection optimum des mains, sur peau mouillée, verser une noisette de produit (environ 3 ml) au creux des mains. Puis frotter pendant au moins 30 secondes (ou suivant l'efficacité recherchée), les mains, poignets, ongles. Rincer puis sécher.

DOMAINES D'APPLICATION

Restauration, industries alimentaires, collectivités, maisons de retraite, crèches... Tous secteurs hors du cadre médical, ne pas utiliser notamment dans les hôpitaux.

NORMES DE DÉSINFECTION

EFFICACITÉ <i>en condition de saleté</i>	NORMES	T°	TEMPS	SOUCHES
Bactéricide	EN 1276	20°C	30 s.	- Listeria monocytogenes - Salmonella enterica
	EN 1499			
Levuricide	EN 1650			
Virucide	EN 14476		60 s.	- MVA (Modified Vacciniarius Ankara) - Coronavirus - Virus herpès simplex

PRÉCAUTIONS

Produit strictement professionnel - Tenir hors de portée des enfants. Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d'origine et ne pas réutiliser l'emballage vide. Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cours d'eau. Type de préparation : AL - Liquide destiné à être utilisé sans dilution. Pour une conservation optimale jusqu'à la DLUO, conserver le produit à l'abri de la chaleur, de la lumière et du gel.

LÉGISLATION

TP1 - Désinfection des mains saines.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande au 05 56 16 40 08 pour le personnel médical et sur le site internet www.performance-hygiene.fr. Formule déposée au centre anti-poison Européen (PCN) (N°0455). N° de téléphone d'appel d'urgence INRS/ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59. Les informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et n'ont d'autre but que de vous renseigner sur nos produits et leurs possibilités d'application. Elles sont données avec objectivité mais n'impliquent aucun engagement de notre part.